


Gjør deg klar for CGM-avtalen

Gratulerer med beslutningen om å bruke Eversense® XL-systemet for kontinuerlig glukosemåling (CGM).
La oss starte din reise med Eversense XL CGM-systemet!

Før avtalen

- Følg trinnene i *Komme i gang* i lommeguiden for Eversense XL (global.eversensed diabetes.com).
- Last ned Eversense-appen gratis fra App Store® eller Google Play™ til den kompatible mobilenheten din.
- Trykk på ikonet for Eversense CGM-systemet  for å starte appen, og følg meldingene for å opprette en Eversense CGM-systemkonto.
 - I velkomstskjermbildet velger du "Jeg har ikke en smartsender".
 - På siden for måleenheter lar du det stå på mmol/L.
 - Skriv ned brukernavn (e-post) og passord for kontoen:
E-post _____
Passord _____
- Kontakt oss på Ascensia Diabetes Care kundeservice, slik at vi kan veilede deg gjennom de tilgjengelige opplæringsmateriellet og hjelpe deg med registrering av konto før dagen for avtalen.

Eversense® XL-systemet for kontinuerlig glukosemåling (CGM) er indisert for kontinuerlig måling av glukosenivåer hos personer fra 18 år med diabetes, i opptil 180 dager. Det skal brukes i tillegg til, ikke som en erstatning for, blodsukkermåling med fingerstikk. Innsetting og fjerning av sensoren utføres av helsepersonell. Eversense XL CGM-systemet anbefales av behandler; pasienter bør snakke med helsepersonell for å få mer informasjon. Se global.eversensed diabetes.com/safety-info for viktig sikkerhetsinformasjon.

Eversense, Eversense Continuous Glucose Monitoring, Eversense CGM, Eversense Sensor, Eversense Smart Transmitter, Eversense App og Eversense-logoen er varemerker som tilhører Senseonics, Incorporated. Ascensia, Ascensia Diabetes Care-logoen og Contour er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Andre merker og deres produkter er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere.

Avtaledagen

- Bruk en løs kortermet skjorte eller skjorte uten arm.
- Dette tar du med til avtalen:
 - brukernavn (e-post) og passord til Eversense-kontoen
 - fulladet mobilenhet med Eversense CGM-systemappen installert
- Gå tilbake til vanlige daglige aktiviteter. For å sørge for god nok tilheling anbefales det imidlertid at du unngår karbad, svømming eller driver med anstrengende aktiviteter i fem dager.
 - Les alltid hele brukerveiledningen for produktet før bruk, og følg instruksjonene fra helsepersonell.



Spørsmål? Vi er her for deg!
Ring Ascensia Diabetes Care kundeservice på 67122800 #1, eller finn oss online på diabetes.ascensia.no