

En rask kontorsjekkliste

Er pasienten interessert i Eversense XL CGM-systemet?

- Gå gjennom Eversense XL CGM-systemet med pasienten (i tillegg til alt annet du gjør i løpet av en vanlig time).
 - Gi pasientbrosjyren til pasienten.
 - Gå gjennom kompatible enheter.
 - Gå gjennom kontraindikasjoner.
 - Gå gjennom kontrollmåling av blodsukker (egenmåling)
 - Gå gjennom de viktigste fordelene med Eversense XL CGM-systemet
 - › langtidssensor
 - › avtakbar smartsender med vibrasjonsvarsel på kroppen
 - › nøyaktighet

Eversense XL CGM-systemet er sendt til kontoret!

- Oppbevar sensorpakken i kjøleskap når den ankommer kontoret.
- Sørg for at prosedyresetten er tilgjengelig.
- Koordiner innsetningsavtale med pasienten.
- Gå gjennom avtalekortet med pasienten.
 - Be pasienten om å laste ned appen og opprette en konto.
- Sørg for at nødvendig utstyr er tilgjengelig på innsetningsdagen.
- Kontroller utløpsdatoen til alt utstyr.
- Sørg for at det finnes et behandlingsrom og at en assistent er tilgjengelig på innsetningsdagen.
 - tilpasset prosedyresetten
 - sterile hansker
 - Lidokain 1 % eller 2 % (med eller uten adrenalin)
 - Klorheksidin- eller Betadine eller antiseptiske våtservietter
- Kom i gang med opplæringen.
 - Se opplæringsmateriell på diabetes.ascensia.no.
 - Last ned opplæringsverktøy fra Ascensia Diabetes Care-nettstedet (diabetes.ascensia.no).
 - Be om opplæringsmateriell fra Ascensia Diabetes Care kundeservice 67122800 #1 (09.00-11.00 og 12.00-15.00)

Innsetningsdagen for Eversense XL CGM

- Sørg for at smartsenderen er ladet.
- Bekreft at appen er lastet ned på pasientens mobilenhet.
- Sammenkoble smartsenderen med mobilenheten.
- Koble sensoren til smartsenderen/mobilenheten.
- Gi pasienten tape, smartsenderboks og utstyr.
- Følg med på pasientens opplæringsprosess.
- Gi instruksjoner om hvordan pasientdata skal synkroniseres til avdelingen.

Eversense XL CGM-systemet er i gang!

- Legg opp en oppfølgingsplan / neste avtale.
- Planlegg avtale for neste innsetting om 180 dager.
- Husk å bestille ny Eversense XL CGM-sensor 1 måned før pasientens neste avtale.
- Opplæringsmateriell finner du online på diabetes.ascensia.no.



Produktblad Eversense XL



○ Eversense-sensorsett

- Settet må settes i kjøleskap umiddelbart (eskemål: 17,8 x 8,1 x 2,5 cm).
- Kontroller utløpsdatoer.
- Det er 1 sett per pasient.
- Reservesensor er anbefalt for avdelingen.



○ Innsettskit

- Settet inneholder snittmal, innsettsverktøy og brukerveiledninger.
- Kontroller utløpsdatoer.
- Det er anbefalt at avdelingen har et reserveverktøysett.



○ Smartsenderkit

- Inneholder smartsender, komplett ladeenhet samt bruksanvisning og hurtigguide.
- Lad smartsenderen på innsettsdagen.
- Det er 1 sett per ny pasient med en garanti på ett år. Må byttes for annenhver sensor.



○ Plasterkit

- Inneholder 150 hvite og 30 transparente dobbeltsidige plaster (180 plaster totalt).
- 30 hvite dobbeltsidige plaster (på forespørsel).
- 30 transparente dobbeltsidige plaster (på forespørsel).
- Kontroller utløpsdatoer.



○ Skiftesett

- Settet inneholder ikke-sterile og sterile elementer.
- Settet inneholder IKKE sterile hansker, Lidokain, Klorheksidin/Betadine.

Eversense® XL-systemet for kontinuerlig glukosemåling (CGM) er indisert for kontinuerlig måling av glukosenivåer hos personer fra 18 år med diabetes, i opptil 180 dager. Det skal brukes i tillegg til, ikke som en erstatning for, blodsuktermåling med fingerstikk. Innsetting og fjerning av sensoren utføres av helsepersonell. Eversense XL CGM-systemet anbefales av behandler; pasienter bør snakke med helsepersonell for å få mer informasjon. Se global.eversenseddiabetes.com/safety-info for viktig sikkerhetsinformasjon.

Eversense, Eversense Continuous Glucose Monitoring, Eversense CGM, Eversense Sensor, Eversense Smart Transmitter, Eversense App og Eversense-logoen er varemerker som tilhører Senseonics, Incorporated. Ascensia, Ascensia Diabetes Care-logoen og Contour er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Andre merker og deres produkter er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere.

Apple Watch® er et produkt fra Apple, Inc., og kan kjøpes separat fra en autorisert Apple-forhandler. Apple Watch er ikke inkludert i Eversense CGM-systemet.

Android er et varemerke som tilhører Google LLC.


Continuous Glucose Monitoring System

PRODUSERT AV
SENSEONICS, INC.
20451 Seneca Meadows Parkway | Germantown
MD 20876-7005 | USA
301.515.7260 | global.eversenseddiabetes.com


ASCENSIA
Diabetes Care

DISTRIBUERT AV
ASCENSIA DIABETES CARE NORWAY AS
Strandveien 50
1366 Lysaker | Norge
67122800 | diabetes.ascensia.no