

**Contour®
comfort**
Pennekanyler



**Anbefal CONTOUR®COMFORT:
utviklet for en mer behagelig og
kontrollert injeksjonsopplevelse¹**

Ascensia
Diabetes Care
Kundeservice

☎ 67122800 (mandag til fredag kl. 09-11 og 12-15)
✉ diabetes.1@ascensia.com
🌐 diabetes.ascensia.no

Referanser:

1. Brukerveiledning for CONTOUR COMFORT-pennekanyler, Rev. 11/25
2. Heinemann, L. et al (2021) Needle Technology for Insulin Administration: A century of innovation. Journal of Diabetes Science and Technology <https://doi.org/10.1177/19322968211059564>.
3. Liu, Y et al; (2024) Influence of Structure design and usage method on the performance of insulin pen needles. Int J Biomed Eng.Vol 47, No.3 DOI:10.3760/cma.j.cn121382-20240127-00307.
4. Data arkivert. Ascensia Diabetes Care.
5. Declaration of Compatibility of Pen Needle with injection system. Internal Report [Jiangsu, China]: Data fullført og arkivert 12. januar 2026
6. Aronson R, Gibney MA, Oza K, et al. Insulin pen needles: effects of extra-thin wall needle technology on preference, confidence, and other patient ratings. Clin Ther. 2013;35(7):923-933.
7. Data arkivert – Ascensia Diabetes Care.

© 2026 Ascensia Diabetes Care. Alle rettigheter forbeholdt.
Dato for utarbeidelse, mars 2026. Kode: PP-CTR-COMF-GBL-0008.NO



**Contour®
comfort**
Pennekanyler



NYHET!




**Anbefal
CONTOUR®COMFORT
for en mer komfortabel
injeksjon med penn¹**



Mer komfortable og stabile injeksjoner


CONTOUR®COMFORT kombinerer **avansert 5-faset spiss²**, **Heksabasen³** (bredere sekskantet flate) og et **ergonomisk design**. Dette vil gi **mer behagelige og stabile injeksjoner³**.



5-faset spiss

Reduserer nødvendig penetrasjonskraft med 26 % sammenlignet med en 3-faset spiss.⁴

Bidrar til en mer behagelig og komfortabel injeksjonsopplevelse.²



Universell passform*

Kompatibel med de vanligste injeksjonspenner.⁵


*Pennekanyler er i samsvar med ISO 11608-2 og er kompatible med injeksjonspenner i samsvar med ISO 11608-1.

Bedre stabilitet³


Heksabasen er designet med anti-tilt³ og **forbedrer stabiliteten** ved å spre kraften over en større overflate.³

Reduserer risikoen for at kanylen bøyes eller brykker på grunn av en 12 ganger større overflate.³

Stabil og **optimal dybdekontroll³** for å sikre at medisinen kommer dit den skal.



Teknologi med ekstra tynn vegg



Gir en jevnere væskestrøm og mer effektive injeksjoner.^{6,7}

Det økte innvendige hulrommet **forbedrer injeksjonsopplevelsen** til brukerne.⁶

Ergonomisk design for lettere håndtering

Større inn- og utvendig beskyttelseshette.

Godt grep og mer stabil kanyelhåndtering.

